

UROFLOW-Recorder

compact

NEU

Komplettsystem mit Mini-Notebook und
schnurlosem UROFLOW-Transducer



- Einfachste Bedienung über Mini-Notebook
- High-Speed Thermodrucker für schnellen Portokollausdruck
- Graphische Darstellung des Uroflow in Echtzeit


UROFLOW-Transducer mit schnurloser Messdatenübertragung:

- Bluetooth Technologie
- Hochgenauer Transducer nach dem Wägeprinzip
- Lithium-Ionen Akku mit modernster Ladetechnik



SCHIPPERS-MEDIZINTECHNIK
High- Tech in der Urologischen Messtechnik

Der UROFLOW-Recorder in der Praxis: compact



UROFLOW-Transducer:

- Wireless Datenübertragung mit Bluetooth Technologie
- Hochgenauer Transducer nach dem Wägeprinzip
- Stativ mit höhenverstellbarem Transducer
- Statusanzeige für den Patienten
- Lithium-Ionen Akku mit modernster Ladetechnik
- Steckernetzteil zum Aufladen des Akkus oder alternativen Netzbetrieb




Vorteile des UROFLOW-Recorder: compact

- Optimale Erfassung und Auswertung des Uroflow mit Mini-Notebook
- Start der Messung mit nur einem Tastendruck
- Vollautomatischer Messablauf mit sofortigem Protokollausdruck
- Graphische Darstellung der Messung in Echtzeit
- Individuelle Voreinstellungen für Messung und Darstellung
- Datenbank für Patienten- und Messdaten

Datenausgabe:

- Ausdruck über integrierten High-Speed-Thermodrucker
- Ausdruck des Praxis- oder Kliniknamens



Name Ihrer Klinik oder Praxis - Name des unters. Arztes

Auswertung:	Messung Nr.: 153
Miktionszeit: 23,0 s	Datum: 12.05.2009
Flusszeit: 23,0 s	Zeit: 11:42:40
Flussvolumen: 241,3 ml	Nachname: Mustermann
mittlerer Fluss: 10,5 ml/s	Vorname: Claus
maximaler Fluss: 18,7 ml/s	Geburtsdatum: 02.09.1950
Anstiegszeit: 3,8 s	Patienten ID: ID12345

Made by
SCHIPPERS-MEDIZINTECHNIK
www.schippers-med.com

Ausdruck in Originalgröße



Hersteller:

SCHIPPERS-MEDIZINTECHNIK
Postfach 1341
D-82169 Puchheim

Lieferanschrift:
Boschstr. 6
D-82178 Puchheim

Tel.: (089) 80 22 45
Fax: (089) 800 30 64

Internet: www.schippers-med.de
e-mail: info@schippers-med.de